

Pour les professionnels asymptomatiques, non contact à risque, non vaccinés soumis à l'obligation vaccinale

Quel test ?	Test RT-PCR		Test antigénique	Auto-test
Quand/comment ?	<p><u>1^{ère} intention</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prélèvement nasopharyngé <p><u>2^{ème} intention</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prélèvement oropharyngé 	<p><u>3^{ème} intention</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prélèvement salivaire 	<p><u>1^{ère} intention</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prélèvement nasopharyngé <p><u>2^{ème} Intention</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prélèvement nasal 	Prélèvement nasal
Par qui ?	Réalisé par un professionnel formé au prélèvement	Réalisé par l'utilisateur et supervisé par un professionnel formé	Réalisé par un professionnel formé au prélèvement	Réalisé par l'utilisateur et supervisé par un professionnel formé
Fiabilité	Sensibilité et spécificité autour de 100%	Sensibilité et spécificité autour de 85 %	Sensibilité de l'ordre de 66-74%	Sensibilité de l'ordre de 50-60%
Délai de rendu des résultats	24 heures ou moins		15 à 30 minutes selon notice	15 à 30 minutes selon notice
Confirmation	Non nécessaire		Si prélèvement nasal ⊕ : à compléter par test RT-PCR	Si résultat ⊕ : à confirmer par test RT-PCR